


# Jednorazowy zestaw do procedury PIT



- 1) Linia kożuszka leukocyta-platek
- 2) Linia soli fizjologicznej
- 3) Worek recyrkulacji **RC - bag**
- 4) Worek do naświetlania **IR - bag**
- 5) Czerwony zacisk linii kożuszka
- 6) Biały zacisk linii soli
- 7) Niebieski zacisk
- 8) Niebieski zacisk
- 9) Zielony zacisk
- 10) Port do iniekcji – wolny od lateksu
- 11) Port z membraną i koreczkiem
- 12) Segment drenu pompy z czerwonym znacznikiem
- 13) Męskie złącze Luer Lock
- 14) Żeńskie złącze Luer Lock
- 15) Żeńskie złącze Luer Lock
- 16) Męskie złącze Luer Lock